

SINCE 1889



／ 今がお買い得!! ／
低温恒温器

厳選
8種

ダブルでおトク キャンペーン!

期間:2020年9月1日(火)~2021年3月31日(水)納品分まで

おトク

1

低温恒温器が、今だけ本体価格より**30%オフ!!**

キャンペーン対象製品は下記の厳選8機種です。

キャンペーン対象製品

厳選8種が30%オフ

品名	型式	内容量(L)	使用温度範囲	方式	プログラム運転	本体価格(税抜)	キャンペーン特価(税抜)
エコインキュベータ	INE800	286	0~60℃	強制送風循環	●	¥630,000	¥441,000
プログラム低温恒温器	IN604	143	-10~50℃	強制送風循環	●	¥386,000	¥270,200
	IN804	286	-10~50℃	強制送風循環	●	¥575,000	¥402,500
	IN604W	143	-10~50℃	強制送風循環	●	¥418,000	¥292,600
	IQ822	143×2	-10~50℃	強制送風循環	●	¥731,000	¥511,700
	低温インキュベータ	IL603	159	0~50℃	エアジャケット・自然対流	-	¥561,000
	ILE800	300	0~60℃	エアジャケット・自然対流	●	¥798,000	¥558,600
低温恒温/恒温器 (2段積み)	INC820	150 (上段・恒温)	室温+5~80℃	エアジャケット・自然対流	-	¥649,000	¥454,300
		143 (下段・低温)	4~50℃	強制送風循環	●		

●各製品の詳細は裏面のQRコードよりHPをご利用ください。

おトク

2

無償保証期間が通常1年→ご購入より**3年間に延長!!**



長期保証で
さらに安心



本キャンペーンの詳細につきましては、お近くの販売店にご確認ください。

ヤマト科学株式会社

Campaign Line up

キャンペーン対象製品のご紹介

厳選
8種



エコインキュベータ

INE800

商品コード:
211292

キャンペーン特価:

¥441,000(税抜)

●インバータ搭載により霜付き低減と省エネを実現した大容量タイプ



プログラム低温恒温器

IN604

商品コード:
211289

キャンペーン特価:

¥270,200(税抜)

●ヒータと冷凍機を併用した強制送風式のスタンダード
*架台はオプションです。



プログラム低温恒温器

IN804

商品コード:
211280

キャンペーン特価:

¥402,500(税抜)

●ヒータと冷凍機を併用した強制送風式のスタンダード



プログラム低温恒温器

IN604W

商品コード:
211290

キャンペーン特価:

¥292,600(税抜)

●IN604をベースに庫内確認用の観測窓と室内灯を装備
*架台はオプションです。



プログラム低温恒温器

IQ822

商品コード:
211309

キャンペーン特価:

¥511,700(税抜)

●2台購入するより安くお得なスペースな上下2槽式(独立制御)



低温インキュベータ

IL603

商品コード:
211156

キャンペーン特価:

¥392,700(税抜)

●風を嫌う培養に適したエアージャケット方式
*架台はオプションです。



低温インキュベータ

ILE800

商品コード:
211144

キャンペーン特価:

¥558,600(税抜)

●風を嫌う培養に適したエアージャケット方式、更に省エネ、大容量



低温恒温/恒温器

INC820

商品コード:
211210

キャンペーン特価:

¥454,300(税抜)

●培養槽と低温保管槽を1つにしてサンプルの移動も簡単な上下2槽式



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889

科学技術の進歩・発展のために



ヤマト科学株式会社

本社: 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

●お客様総合サービスセンター

www.yamato-net.co.jp

TEL: **0120-405-525** 携帯電話からは **0570-064-525**

【受付時間】9:00~17:30 ※土・日・祝日・振替休日を除く(12:00~13:00の間も受け付けております)



<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 北関東 (048)642-2569 東京西 (042)352-3211 長野 (026)291-6001
仙台 (022)216-5701 千葉 (043)241-7085 川崎 (044)540-3751 静岡 (054)288-9025
前橋 (027)280-4650 東京 (03)5548-7126 横浜 (045)828-1631 名古屋 (052)202-3051 広島 (082)221-0921
筑波 (029)852-3411 東京北 (03)5939-4761 厚木 (046)224-6911 北陸 (076)443-8603 福岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

●お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No:202008JT(1)P



株式会社 第一科学

<https://www.daiichi-kagaku.co.jp/>

本社 〒113-8450 文京区本郷2-12-13 TEL.03-3812-6721
茨城支店 〒312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒185-0021 国分寺市南町1-3-3 TEL.042-300-0080
関西営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-10-1'sビル4F TEL.06-6357-6166

<海外拠点>

サンフランシスコ 広州
重慶 西安
上海 东莞
北京 ケルン

このカタログの記載内容は2020年8月現在のものです。