

マイクロ(マイクロ)天びんが予算内に!!

A&D
A&D Weighing

計量物が5g未満の方へ **新登場 BM5/5D**

最小表示1 μ g天びんが
60万円~



BM-5 1 μ g/5.2g

¥800,000 (税抜)

BM-5D 1 μ g・10 μ g/2.1g・5.2g

¥600,000 (税抜)

安心の「日本製 日本で製造/日本でメンテナンス」
安心の「高速除電タイプ:無風イオナイザー標準装備」

積極的に静電気対策を取る事で、再現性を向上させます

※「無風」なので計量値誤差の低減が可能 ★特許取得済み




型名	BM-5	BM-5D	BM-20	BM-22
ひょう量	5.2g	2.1g(5.2g)	22g	5.1g(22g)
最小表示	0.001mg	0.001mg(0.01mg)	0.001mg	0.001mg(0.01mg)
繰り返し性(標準偏差)※	1.2 μ g	4 μ g(0.01mg)	2.5 μ g	4 μ g(0.01mg)
計量皿寸法(材質)	計量皿寸法:Φ25mm / 計量皿の材質:SUS316、 フィルター計量用:Φ50、Φ95mm / フィルター計量用皿材質:ABS樹脂 金メッキ処理			
標準価格(税抜)	¥800,000	¥600,000	¥800,000	¥700,000
JANコード	4981046164054	4981046164061	4981046605793	4981046605816

※注:ひょう量内で1gの繰り返し性

※AD1671 ¥78,000(税別)除振台の使用をお勧めします。


オートドアタッチパネル マイクロ(マイクロ)天びんも新登場!!



(写真はカラー液晶タッチパネルモデルです)

オートドア (全モデル)

無風イオナイザー



定型作業の効率が大幅にアップ

- ・オートドア開閉幅の設定が可能
最適な開閉幅により、外乱要因(風や温度変化)の影響を最小限に抑え、高精度な計量を実現します
- ・パーツ毎に分解可能で清掃がとても容易です



4つの電極で強力除電可能

- ・風の出ない直流式なので粉体などの除電に最適
- ・長寿命の電極：約10,000時間(5時間稼働 / 日で約5.5年)

型名	BA-6TE	BA-6E	BA-6DTE	BA-6DE
表示方法	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶
無風イオナイザー	○	○	○	○
オートドア	○	○	○	○
ひょう量	6.2g			
最小表示	1μg		1μg (0~2.1g) 0.01mg (2.1~6.2g)	
繰り返し性 標準偏差(測定点)	0.001mg (1g) 0.003mg (6g)		0.0025mg (1g) 0.01mg (6g)	
最小計量値(参考値)	1.8mg		4mg	
標準価格(税抜)	¥1,300,000	¥1,100,000	¥1,200,000	¥1,000,000
JAN コード	4981046197793	4981046197786	4981046197878	4981046197779
商品コード	BA6TE	BA6E	BA6DTE	BA6DE

※Tがつく型名は、表示部がタッチパネル

Discover Precision

AND 株式会社 **イーアンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



株式会社 **第一科学**

<https://www.daiichi-kagaku.co.jp/>

本社 〒113-8450 文京区本郷2-12-13 TEL.03-3812-6721
茨城支店 〒312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒185-0021 国分寺市南町1-3-3 TEL.042-300-0080
関西営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2021年10月現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

*BM/BA ミクロ・マイクロ予算内 -ADJC-01-S11-21a05PP